



TECHNIQUE



- 1 Tenez-vous debout.



- 2 Retirez le capuchon protecteur en pressant légèrement les flèches marquées de chaque côté et en tirant vers l'extérieur.



- 3 Tenez le **Genuair®** horizontalement. Enfoncez **complètement** le bouton: vous entendez un "clac" et la fenêtre de contrôle de couleur est passée **du rouge au vert**. Le **Genuair®** est prêt à l'emploi.




- 4 Gardez le **Genuair®** horizontalement.

- 5 Expirez lentement et profondément (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

RECOMMANDATIONS

- ✓ Conservez le **Genuair®** dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- ✓ Ne jamais expirer dans le **Genuair®**.
- ✓ Le **Genuair®** est vide quand le compteur de doses est sur zéro. Contrôler à temps.
- ✓ Lorsque la dernière dose a été préparée pour l'inhalation, le bouton ne reviendra pas en position haute et restera bloqué, votre dernière dose peut quand même être inhalée.





- 6 Placez l'embout buccal dans la bouche (entre les dents) et refermez bien les lèvres autour de l'embout.

- 7 Penchez légèrement la tête vers l'arrière.



- 8 Inhalez **fortement et profondément** à travers l'embout buccal jusqu'à entendre un "clic" qui témoigne de la libération du médicament. Continuez de respirer normalement. **Par une inhalation réussie la fenêtre de contrôle change de couleur du vert vers le rouge.** Ré-inspirez encore une fois profondément si la couleur verte est toujours présente.

- 9 Retenez votre respiration 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que possible) **et retirez le Genuair® hors de la bouche.**

- 10 Expirez lentement par la bouche (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

- 11 Si vous devez utiliser plusieurs doses recommencer les étapes de 3 à 10 inclus.

- 12 Remettez le capuchon protecteur.

- 13 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

