



TECHNIEK



- 1 Ga rechtop zitten.



- 2 Neem de beschermdop van het mondstuk door aan beide kanten op de pijltjes te duwen.



- 3 Houd de **Genuair®** horizontaal. Druk de drukknop **volledig** in en laat dan los. U hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert **van rood naar groen**. De **Genuair®** is nu klaar voor gebruik.




- 4 Blijf de **Genuair®** horizontaal houden.

- 5 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

AANBEVELINGEN

- ✓ Bewaar de **Genuair®** op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Genuair®**.
- ✓ De **Genuair®** is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
- ✓ Wanneer de laatste dosis werd klaargemaakt voor inhalatie, zal de drukknop niet opnieuw naar boven komen en geblokkeerd blijven. U kunt de laatste dosis dan nog inademen.





- 6 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

- 7 Buig het hoofd licht achterover.



- 8 Adem **snel en diep** in, zodat u een klik hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder en volledig inademen. **Bij een correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood.** Inhaleer opnieuw krachtig indien het venster op groen is blijven staan.

- 9 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de Genuair® uit de mond.**

- 10 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).

- 11 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 10.

- 12 Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.

- 13 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

