

Aerolizer®



TECHNIQUE



1 Tenez-vous droit.




2 Retirez le capuchon de protection.



3 Tenez l'**Aerolizer®** en position verticale. Tournez l'embout buccal dans le sens de la flèche, en tenant fermement la base de l'inhalateur.



4 Sortez la **gélule** de son emballage et placez cette gélule dans la **cavité prévue** à cet effet.



5 Refermez l'inhalateur en tournant l'embout buccal jusqu'à entendre un "clic" (dans le sens inverse de la flèche).

RECOMMANDATIONS

- ✓ Jetez l'inhalateur quand vous n'avez plus de gélules.
Dans chaque nouvelle boîte vous recevrez un nouvel **Aerolizer®**.
- ✓ Conservez l'**Aerolizer®** et les gélules dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- ✓ Ne jamais expirer dans l'**Aerolizer®**.





- 6 Tenez l'**Aerolizer**® en position verticale et enfoncez **complètement** les boutons **en une seule fois**. La gélule est perforée.

- 7 Lâchez les boutons. L'**Aerolizer**® est prêt à l'emploi.

- 8 Expirez à fond (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

- 9 Placez l'embout dans votre bouche (entre les dents) et serrez les lèvres.

- 10 Inclinez légèrement la tête vers l'arrière.



- 11 Inspirez aussi profondément que possible (**rapidement et à fond**). Vous entendrez le bruit de la gélule qui tourne sur elle-même. Continuez l'inspiration.

- 12 Retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que vous le pouvez) et **retirez l'inhalateur de votre bouche**.



- 13 Expirez doucement (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

- 14 **Recommencez les étapes 8 à 13 afin de vider complètement le contenu de la gélule.**



- 15 Ouvrez l'inhalateur et **retirez la gélule vide**. Replacez ensuite l'embout buccal en position fermée et remettez le capuchon de protection.

- 16 Rincez votre bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

